

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Chk1 Rabbit Polyclonal Antibody - O14757

품목 번호: CM0028010



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 Rabbit anti-Chk1 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 Chk1 (54 kDa)을 검출합니다. 세포 주기 체크포인트 및 DNA 손상 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Chk1 Rabbit pAb
비고/별칭	CHK1; Chk1
종	인간
유전자 ID (인간)	1111
유전자 ID	1111
면역원	Chk1 (NP_001265.2)의 아미노산 148-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14757
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백