

Anti-Chk2 (Chk2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O96017

품목 번호: CM0003957



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-Chk2 rabbit monoclonal antibody입니다. DNA 손상 체크포인트 키나아제인 인간 Chk2 (O96017)를 인식합니다. 세포 주기, 암 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Chk2 Rabbit mAb
비고/별칭	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	11200
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 · 인간 Chk2 (O96017)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O96017
단백질 분자량(Protein Weight)	15-38 kDa/50-65 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)