

웨스턴 블롯, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Chk2 Rabbit Polyclonal Antibody - O96017

품목 번호: CM0016467



소개

인간 Chk2 (CHEK2) 키나제에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 손상 반응, 세포 주기 체크포인트, 세포사멸 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Chk2 Rabbit pAb
비고/별칭	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
종	인간
유전자 ID (인간)	11200
유전자 ID	11200
면역원	인간 Chk2 (NP_009125.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O96017
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백