

Wb, Elisa용 Anti-Chm 토끼 단일클론 항체 - P24386

품목 번호: CM0009168

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 Anti-CHM 토끼 단일클론 항체입니다. Rab 단백질 프레닐화에 필수적인 인간 Rab 에스코트 단백질 1 (REP-1)을 검출합니다. 세포질 단백질 분석에 적합합니다. - P24386

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHM Rabbit mAb
비고/별칭	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	1121
Gene ID	1121
면역원(Immunogen)	Human CHM (P24386)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P24386
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백