

Wb, Elisa용 항-Chm 토끼 다클론 항체 - P24386

품목 번호: CM0026931

소개

인간 CHM(REP-1, 코로이데레미아 단백질)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 120-210). 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었습니다. Rab 게라닐게라닐화 및 수송 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHM 토끼 pAb
비고/별칭	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
종	인간
GeneID (인간)	1121
GeneID	1121
면역원	인간 CHM (NP_000381.1)의 아미노산 120-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P24386
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩