

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Chml 토끼 다클론 항체 - P26374

품목 번호: CM0024495

소개

인체 CHML(REP2, Rab geranylgeranyltransferase의 A 성분)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 래트 교차 반응성이 확인되어 WB, IF/ICC, ELISA에 검증되었습니다. 프레닐화(prenylation) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHML 토끼 pAb
비고/별칭	REP2; CHML
종	인체
인체 유전자 ID	1122
유전자 ID	1122
면역원	인체 CHML(NP_001812.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P26374
단백질 무게	74kDa
배송	아이스팩