

Wb 및 Elisa용 항-Chmp1A 다클론 항체 - Q9Hd42

품목 번호: CM0016060



소개

CHMP1A에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. ESCRT-III 복합체, 다중소낭체 형성, 세포질분열 및 염색질 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHMP1A 토끼 pAb
비고/별칭	PCH8; CHMP1; PRSM1; PCOLN3; VPS46A; VPS46-1; CHMP1A
종	인간
GeneID (인간)	5119
GeneID	5119
면역원	인간 CHMP1A (NP_002759.2)의 아미노산 1-196에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HD42
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩