


## Wb, Elisa용 항-Chmp2A 다클론 항체 - O43633

품목 번호: CM0015028



### 소개

핵심 ESCRT-III 구성요소인 인간 CHMP2A를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 엔도솜 분류, 세포질 분열 및 바이러스 싹 트기에 관한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CHMP2A 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭       | BC2; BC-2; VPS2; CHMP2; VPS2A; CHMP2A                            |
| 종           | 인간                                                               |
| 유전자 ID (인간) | 27243                                                            |
| 면역원         | 인간 CHMP2A(NP_055268.1)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 공급원         | 토끼                                                               |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                           |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성      | 인간                                                               |
| SWISS       | O43633                                                           |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                            |
| 배송          | 아이스 팩                                                            |