

Anti-Chmp2B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqn3

품목 번호: CM0003233



소개

CHMP2B 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 쥐, 래트 샘플에 적합합니다. 표적은 엔도솜 분류 및 신경퇴행에 관여하는 ESCRT-III 복합체 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHMP2B Rabbit mAb
비고/별칭	DMT1; ALS17; VPS2B; VPS2-2; CHMP2.5; FTDALS7; CHMP2B
종	인간
GeneID (인간)	25978
GeneID	25978
면역원	합성 펩타이드 인간 CHMP2B (Q9UQN3)의 아미노산 114-213 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q9UQN3
단백질 무게	24kDa
배송	아이스백