

Anti-Chmp4B 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9H444

품목 번호: CM0027374



소개

CHMP4B(VPS32B)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. MVB 형성, 세포질 분열, 바이러스학 연구에서 ESCRT-III 복합체 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	CHMP4B 토끼 pAb
비고/별칭	SNF7; CTPP3; Shax1; CHMP4A; SNF7-2; VPS32B; CTRCT31; Vps32-2; C20orf178; dj553F4.4; CHMP4B
종	인간
GeneID (인간)	128866
GeneID	128866
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H444
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백