


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Chmp6 폴리클로날 항체 - Q96Fz7

품목 번호: CM0029974



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 CHMP6 토끼 폴리클로날 항체; 엔도솜 분류 및 MVB 형성에 관여하는 ESCRT-III 구성 요소인 인간 및 마우스 CHMP6를 검출합니다. 막 수송 및 세포질 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHMP6 토끼 pAb
비고/별칭	VPS20; CHMP6
종	인간
유전자 ID (인간)	79643
유전자 ID	79643
면역원	인간 CHMP6 (NP_078867.2)의 아미노산 111-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96FZ7
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백