

Wb 및 Elisa용 항-Chn1 토끼 다클론 항체 - P15882

품목 번호: CM0025682



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CHN1 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 재조합 CHN1 단백질을 면역원으로 생산되었으며 신경 발달 및 축삭 유도 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHN1 토끼 pAb
비고/별칭	NC, CHN, DURS2, ARHGAP2, RHOGAP2, CHN1
종	인간
유전자 ID	1123
면역원	인간 CHN1 (NP_001813.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15882
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스백