

Anti-Chodl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H9P2

품목 번호: CM0020876

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 CHODL(chondrolectin)을 타하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 마우스 및 래트 이소폼을 검출합니다. 신경 돌기 성장, 축색 유도 및 신경계 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHODL Rabbit pAb
비고/별칭	MT75; PRED12; C21orf68; CHODL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	140578
GeneID	140578
면역원	제조합 단백질 인간 CHODL (NP_001191103.1)의 아미노산 110-210에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	Q9H9P2
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)