


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Chp1 다클론 항체 - Q99653

품목 번호: CM0020595



### 소개

사람, 생쥐, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CHP1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. pH 조절 및 소포체 수송에 관여하는 calcineurin B 상동 단백질 1(22 kDa)을 표적으로 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CHP1 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭       | CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1              |
| 종           | 사람                                                         |
| GeneID (사람) | 11261                                                      |
| GeneID      | 11261                                                      |
| 면역원         | 사람 CHP1의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_009167.1) |
| 숙주          | 토끼                                                         |
| 분류          | 다클론 항체                                                     |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 랫드                                                 |
| SWISS       | Q99653                                                     |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                      |
| 배송          | 아이스팩                                                       |