


Wb, Elisa용 항-Chpt1 다클론 항체 - Q8Wud6

품목 번호: CM0021104



소개

인간 CHPT1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 콜린포스포트랜스퍼레이즈 1은 포스파티딜콜린 합성의 최종 단계를 촉매하며 막 생합성에 매우 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHPT1 토끼 pAb
비고/별칭	CPT, CPT1, CHPT1
종	인간
유전자 ID	56994
면역원	인간 CHPT1 (NP_064629.2)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WUD6
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩