

Wb, Elisa용 항-Chrac1 다클론 항체 - Q9Nrg0

품목 번호: CM0013408

소개

크로마틴 접근성 복합체 단백질 1(CHRAC1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 래트 CHRAC1을 인식합니다. 크로마틴 리모델링 및 후생유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] CHRAC1 토끼 pAb
비고/별칭	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
종	인간
유전자 ID (인간)	54108
유전자 ID	54108
면역원	인간 CHRAC1(NP_059140.1)의 아미노산 1-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRG0
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩