

Wb, Elisa용 항-Chrd 토끼 다클론 항체 - Q9H2X0

품목 번호: CM0022149

소개

인간 CHRD(콜딘)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 교차 반응성이 적합합니다. 발생 생물학 및 BMP 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRD 토끼 pAb
비고/별칭	CHRD
종	인간
유전자ID (인간)	8646
유전자ID	8646
면역원	인간 CHRD (NP_003732.2)의 아미노산 686-955에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 래트
SWISS	Q9H2X0
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩