

Wb, Elisa용 Anti-Chrfam7A 토끼 다클론 항체 - Q494W8

품목 번호: CM0014776

소개

인간 CHRFAM7A 융합 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응성을 보입니다. 해마 막 단백질 발현에 대한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRFAM7A 토끼 pAb
비고/별칭	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
종	인간
유전자 ID	89832
면역원	인간 CHRFAM7A의 아미노산 1-150번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_647536.1)
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q494W8
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백