

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Chrfam7A 토끼 다클론 항체 - Q494W8

품목 번호: CM0028805

소개

인간 CHRFAM7A(CHRNA7-FAM7A 융합 단백질)를 타겟으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CHRFAM7A 토끼 pAb
비고/별칭	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
종	인간
유전자ID (인간)	89832
유전자ID	89832
면역원	인간 CHRFAM7A (NP_647536.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q494W8
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백