

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Chrm1 다클론 항체 - P11229

품목 번호: CM0022849



소개

무스카린성 아세틸콜린 수용체 M1(P11229)을 표적으로 하는 CHRM1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. GPCR 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	CHRM1 토끼 pAb
비고/별칭	M1, HM1, MIR, CHRM1
종	인간
GeneID (인간)	1128
GeneID	1128
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11229
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩