

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Chrm1 다클론 항체 - P11229

품목 번호: CM0021884



소개

CHRM1 Rabbit pAb는 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M1을 표적으로 하는 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. GPCR 신호전달 및 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRM1 Rabbit pAb
비고/별칭	M1, HM1, M1R, CHRM1
종	인간
유전자 ID (인간)	1128
유전자 ID	1128
면역원	합성 펩타이드 인간 CHRM1(NP_000729.2)의 251-350번 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11229
단백질 분자량	51kDa
배송 조건	아이스팩