


Anti-Chrm3 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - P20309

품목 번호: CM0022004



소개

인간 CHRM3에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 재조합 면역원(aa 390-475). GPCR 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHRM3 토끼 pAb
비고/별칭	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
종	인간
GeneID (인간)	1131
GeneID	1131
면역원	인간 CHRM3 (NP_000731.1)의 아미노산 390-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20309
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백