

Wb 및 Elisa용 Anti-Chrm5 폴리클로날 항체 - P08912

품목 번호: CM0024980



소개

CHRM5 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 신경과학 및 약리학에서의 GPCR 신호 전달 연구 및 무스카린 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHRM5 Rabbit pAb
비고/별칭	HM5; CHRM5
종	인간
GeneID (인간)	1133
GeneID	1133
면역원	인간 CHRM5 (NP_036257.1)의 아미노산 275-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08912
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백