


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Chrna1 폴리클론항체 - P02708

품목 번호: CM0026988



소개

인간 CHRNA1에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 CHRNA1 단백질(~52kDa)을 검출합니다. 신경근 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
종	인간
GeneID (Human)	1134
면역원	재조합 단백질; 인간 CHRNA1 (NP_000070.1)의 아미노산 105-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02708
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백