


Anti-Chrna3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P32297

품목 번호: CM0024432



소개

Western blot 및 ELISA 응용에 대해 검증된 고품질 CHRNA3 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 교차 반응. 신경과학 및 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA3 Rabbit pAb
비고/별칭	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
종	인간
유전자 ID (인간)	1136
면역원	인간 CHRNA3 (NP_000734.2)의 아미노산 32-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32297
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백