

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Chrna7 토끼 다클론 항체 - P36544

품목 번호: CM0022961



소개

CHRNA7(알파-7 nAChR)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 재조합 면역원은 세포외 도메인을 표적으로 합니다. 신경염증 및 콜린성 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA7 토끼 pAb
비고/별칭	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
종	인간
유전자 ID(인간)	1139
유전자 ID	1139
면역원	인간 CHRNA7(NP_001177384.1)의 아미노산 23-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P36544
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백