

Anti-Chrna9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ugm1

품목 번호: CM0025482



소개

인간 신경 아세틸콜린 수용체 서브유닛 알파-9(CHRNA9)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 샘플에 걸쳐 반응성을 보입니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA9 Rabbit pAb
비고/별칭	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
종	인간
GeneID (Human)	55584
GeneID	55584
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UGM1
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백