

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Chrnb2 토끼 다클론 항체 - P17787

품목 번호: CM0030557



소개

인간 CHRNB2(뉴런 니코틴 수용체 서브유닛 베타-2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 랫트에 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CHRNB2 토끼 pAb
비고/별칭	EFNL3; nAChRB2; CHRNB2
종	인간
GeneID (인간)	1141
면역원	인간 CHRNB2(NP_000739.1)의 아미노산 340-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17787
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩