

Wb, Elisa용 항-Chrne 토끼 다클론 항체 - Q04844

품목 번호: CM0016215



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CHRNE 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트의 아세틸콜린 수용체 서브유닛 엡실론을 인식합니다. 신경근 접합부 및 이온 채널 연구에 이상적입니다. SWISS: Q04844.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CHRNE 토끼 pAb
비고/별칭	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
종	인간
유전자ID (인간)	1145
유전자ID	1145
면역원	인간 CHRNE (NP_000071.1)의 아미노산 21-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04844
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백