

Wb, Elisa용 항-Chrng 다클론 항체 - P07510

품목 번호: CM0028088

소개

인간 아세틸콜린 수용체 서브유닛 감마(CHRNG)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응성이 있습니다. 이온 채널 및 신경근 접합 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHRNA7 토키 pAb
비고/별칭	ACHRG; CHRNA7
종	인간
GeneID (인간)	1146
GeneID	1146
면역원	인간 CHRNA7 (NP_005190.4)의 아미노산 328-517에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07510
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩