

If-P, Ihc-P, Elisa용 항-크로모그라닌 A 토끼 단일클론 항체 - P10645

품목 번호: CM0010910



소개

IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 크로모그라닌 A 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다.

신경내분비, 심혈관 및 선천면역 연구에 이상적입니다. -

P10645

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	크로모그라닌 A 토끼 mAb
비고/별칭	CGA; PHE5; PHES; Chromogranin A
종	인간
GeneID	1113
면역원	인간 크로모그라닌 A(P10645)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P10645
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백