

Wb, Elisa용 Anti-Chromogranin B Rabbit Monoclonal Antibody - P05060

품목 번호: CM0010923

소개

WB 및 ELISA용 Chromogranin B (SCG1) rabbit monoclonal antibody로, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경내분비 분비 과립 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Chromogranin B Rabbit mAb
비고/별칭	SCG1; Chromogranin B
종	인간
GeneID (인간)	1114
GeneID	1114
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P05060
단백질 무게	78 kDa
배송	아이스백