


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Chtf18 토끼 다클론 항체 - Q8Wvb6

품목 번호: CM0024489



소개

인체 CHTF18에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 염색체 응집 인자인 인간 및 쥐 CHTF18을 인식합니다. 세포 주기 및 DNA 복제 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CHTF18 토끼 pAb
비고/별칭	CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18
종	인간
GeneID (인간)	63922
GeneID	63922
면역원	인간 CHTF18(NP_071375.1)의 794-975 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8WVB6
단백질 무게	107kDa
배송	아이스팩