

Anti-Chx10 (Vsx2) 토끼 단일클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P58304

품목 번호: CM0002269

소개

인체 CHX10(VSX2)을 표적으로 하는 고품질성 토끼 단일클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 망막 발달 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CHX10 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
종	인체 (Human)
유전자 ID (인체)	338917
유전자 ID	338917
면역원	인체 CHX10(P58304)의 262-361 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P58304
단백질 무게	39kDa
배송	아이스팩