


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ciap1 폴리클로날 항체 - Q13490

품목 번호: CM0017475



소개

사람, 쥐, 랫트 cIAP1 (BIRC2)을 검출하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포자멸(apoptosis) 및 NF- κ B 신호 전달을 조절하는 E3 유비퀴틴 리가아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	cIAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	APII, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	329
GeneID	329
항원(Immunogen)	사람 cIAP1 (NP_001157.1)의 아미노산 331-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13490
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)