


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ciap2 토끼 다클론 항체 - Q13489

품목 번호: CM0017133



소개

인간 cIAP2(BIRC3, API2)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸, NF-kB 신호전달 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	cIAP2 토끼 pAb
비고/별칭	API1; API2; MIHC; CIAP2; HAIPI; HIAPI; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
종	인간
유전자 ID (인간)	330
유전자 ID	330
면역원	인간 cIAP2(NP_001156.1)의 아미노산 100-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13489
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩