

Wb, If/Icc용 Anti-Ciapin1 다클론 항체 - Q6Fi81

품목 번호: CM0029187



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA 응용분야에 사용되는 CIAPIN1 토끼 다클론 항체입니다. 세포질 철-황 생합성과 세포사멸 조절에 관여하는 Fe-S 클러스터 조립 단백질인 인간 및 마우스 CIAPIN1을 인식합니다. 세포사멸 및 철 대사 연구에 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CIAPIN1 토끼 pAb
비고/별칭	DRE2; CIAE2; PRO0915; 아나모신(Anamorsin); CIAPIN1
종	인간
유전자ID (인간)	57019
유전자ID	57019
면역원	인간 CIAPIN1(NP_064709.2)의 아미노산 1-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6FI81
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩