


Wb, Elisa용 항-Cib1 다클론 항체 - Q99828

품목 번호: CM0028384



소개

인간 CIB1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 시료와 반응합니다. 세포 접착, 인테그린 신호 전달 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	CIB1 토끼 pAb
비고/별칭	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
종	인간
유전자ID (인간)	10519
유전자ID	10519
면역원	재조합 단백질 인간 CIB1 (NP_006375.2)의 아미노산 1-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99828
단백질 분자량	22kDa
배송 방법	아이스백