


Anti-Cidea Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

품목 번호: CM0025371



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-CIDEA 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 지질 방울 융합 및 세포 사멸을 표적으로 합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CIDEA Rabbit pAb
비고/별칭	CIDE-A; CIDEA
종	Human
Gene ID (Human)	1149
Gene ID	1149
면역원	인간 CIDEA (NP_001270.1)의 아미노산 20-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O60543
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스 팩