


Wb, Elisa용 Anti-Cideb 폴리클론항체 - Q9Uhd4

품목 번호: CM0019387



소개

인간 CIDEB에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 지질방울 연구에서 내인성 CIDEB를 검출하며, 마우스와 교차반응함. 간세포 생물학 및 VLDL 성숙 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CIDEB Rabbit pAb
비고/별칭	CIDEB; cell death activator CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
종	인간
GeneID (인간)	27141
GeneID	27141
면역원	인간 CIDEB (NP_001305736)의 아미노산 80-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9UHD4
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩