

Wb, Elisa용 Anti-Cinp(사이클린 의존성 키나아제 2 상호작용 단백질) 다클론 항체 - Q9Bw66

품목 번호: CM0020405



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 Clnp에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드 Clnp를 검출합니다. DNA 복제, 세포 주기 및 DNA 손상 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Clnp Rabbit pAb
종	인간
GeneID (인간)	51550
GeneID	51550
면역원	인간 Clnp(NP_116019.1)의 아미노산 1-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9BW66
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩