


Wb 및 Elisa용 항-Cip4 토끼 단일클론 항체 - Q15642

품목 번호: CM0002118



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Cip4 토끼 단일클론 항체입니다. 세포내 섭취(endocytosis) 및 인슐린 신호 전달에 관여하는 인간 및 마우스 Cdc42 상호작용 단백질 4(Cdc42-interacting protein 4)와 반응합니다. 세포골격 및 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cip4 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
종	인간
유전자 ID	9322
면역원	인간 Cip4(Q15642)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15642
단백질 중량	68kDa
배송	아이스팩