

Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cirbp 단일클론 항체 - Q14011

품목 번호: CM0003635



소개

WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 CIRBP 토끼 단일클론 항체입니다. 스트레스 반응 및 세포 생존에 관여하는 냉각 유도성 RNA 결합 단백질인 인간 CIRBP와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CIRBP Rabbit mAb
비고/별칭	CIRP; CIRBP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1153
GeneID	1153
면역원	인간 CIRBP (Q14011)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q14011
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백