


Anti-Cirbp/Cirp 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q14011

품목 번호: CM0028951



소개

인간 CIRBP(CIRP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 표적 분자량은 19 kDa이며 저온 유도 스트레스 반응 및 RNA 결합에 관여합니다. 유전독성 스트레스 연구에서 연구용으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	CIRBP Rabbit pAb
비고/별칭	CIRP; CIRBP
종	인간
유전자 ID (인간)	1153
유전자 ID	1153
면역원	인간 CIRBP(NP_001271.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14011
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스백