


Anti-Cirh1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q969X6

품목 번호: CM0030082



소개

Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-CIRH1A 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. 18S rRNA 처리에 관여하는 리보솜 생합성 인자인 UTP4를 표적으로 합니다. 핵소체 연구 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CIRH1A Rabbit pAb
비고/별칭	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
종	사람(Human)
GeneID (사람)	84916
면역원	사람 CIRH1A (NP_116219.2)의 아미노산 497-686에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q969X6
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백