


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cisd1 토끼 다클론 항체 - Q9Nz45

품목 번호: CM0018434



소개

인간 Cisd1(미토NEET)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 철-황 클러스터 전달, 산화환원 감지 및 산화적 인산화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CISD1 토끼 pAb
비고/별칭	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
종	인간
유전자ID (인간)	55847
유전자ID	55847
면역원	재조합 단백질 인간 CISD1 (NP_060934.1)의 아미노산 29-108에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9NZ45
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백