


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cisd2 폴리클론 항체 - Q8N5K1

품목 번호: CM0027393



소개

WB, IHC-P, ELISA 검증 완료된 Cisd2 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 주요 자가포식 조절자이자 수명 관련 단백질인 CDGSH 철-황 도메인 함유 단백질 2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CISD2 토끼 pAb
비고/별칭	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
종	인간
GeneID (인간)	493856
GeneID	493856
면역원	인간 CISD2의 아미노산 61-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001008389.1).
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8N5K1
단백질 무게	15kDa
배송	아이스팩