


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cisd2 폴리클로날 항체 - Q8N5K1

품목 번호: CM0017416



소개

인간 Cisd2 (ERIS/Miner1)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. 자가포식 및 소포체 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CISD2 Rabbit pAb
비고/별칭	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
종	인간
유전자 ID (인간)	493856
유전자 ID	493856
면역원	인간 CISD2의 아미노산 61-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001008389.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N5K1
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백