

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cish 다클론 항체 - Q9Nse2

품목 번호: CM0017761

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CISH 토끼 다클론 항체입니다. JAK-STAT5 신호전달에 관여하는 인간, 마우스, 랫드 CISH(CIS-1, SOCS)를 인식합니다. 토끼에서 유래하며, 재조합 단백질을 면역원으로 사용했습니다. 사이토카인 조절 및 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CISH 토끼 pAb
비고/별칭	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
종	인간
GeneID (인간)	1154
GeneID	1154
면역원	인간 CISH(NP_659508.1)의 아미노산 17-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NSE2
단백질 분자량	29kDa
배송	얼음팩