

Wb, Ip, Elisa용 Cish 토끼 단일클론 항체 - Q9Nse2

품목 번호: CM0010582

소개

인간 샘플에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 CISH 토끼 단일클론 항체입니다. 약 29 kDa의 사이토카인 유도성 SH2 도메인 함유 단백질을 검출하며, JAK-STAT5 신호 전달의 주요 조절인자입니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CISH 토끼 mAb
비고/별칭	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
종	인간
GeneID (인간)	1154
GeneID	1154
면역원	인간 CISH(NP_659508.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NSE2
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩